

Welkom bij de
Installatie van de
Scanwatch 2
Android



LUMC@Home


VOORDAT JE BEGINT WAT BELANGRIJKE ZAKEN

- Van het LUMC heb je de Scanwatch 2 gekregen, of deze al eerder gebruikt.
- Met de Scanwatch 2 kun je gemakkelijk een hartfilmpje maken en je stappen bijhouden.
- In de volgende stappen zie je hoe je de Scanwatch 2 kunt installeren.
- Als het goed is heb je al eerder in de Withings app ingelogd, dus kun je gelijk van start gaan met de installatie.
- Lees goed de volgende stappen door. Komt u er daarna niet uit met de installatie, neem dan contact op met Team Box Support




Scanwatch 2 koppelen


Kies voor het horloge
icoon rechts bovenin




Kies voor **Installeer
een apparaat**



Kies voor **Horloges**



Kies voor **Scanwatch 2**



Scanwatch 2 koppelen

Kies voor Installeren



ScanWatch 2
Watch your heart health

Installeren

Meer informatie

Druk op de knop van de Scanwatch op het scherm van je horloge komt "Hello setup" Kies voor Ik zie "Instellen"



Aan de slag!

Druk één keer op de knop aan de zijkant om je horloge aan te zetten. Je ziet dan "INSTELLEN" op het scherm.



Ik zie "INSTELLEN"

Dat is niet wat ik zie

Wacht tot er verbinding gemaakt wordt

Uw ScanWatch 2 zoeken...



Apparaat gedetecteerd: ScanWatch 2

Annuleren

Er kan een pop up verschijnen. Let op dit gebeurt niet altijd, Kies dan koppelen

Uw ScanWatch 2 zoeken...

Als er geen pop-up verschijnt, controleer dan uw meldingencentrum



Bluetooth-koppelverzoek

Koppelen

Annul.

Koppelen

Scanwatch 2 koppelen

Kies voor **Volgende**

ScanWatch 2 gedetecteerd

Laten we het via Bluetooth aan uw telefoon koppelen. Misschien moet u de code op uw horlogescherf in de volgende pop-up invoeren.



Volgende

Niet uw apparaat?

Kies voor **Pair**

Koppel uw ScanWatch 2 met uw telefoon

Laten we het via Bluetooth aan uw telefoon koppelen. Misschien moet u de code op uw horlogescherf in de volgende pop-up invoeren.



Pair

Type de code in die op het horloge verschijnt en kies **Koppelen**

Koppel uw ScanWatch 2 met uw telefoon

Laten we het via Bluetooth aan uw telefoon koppelen. Misschien moet u de code op uw horlogescherf in de volgende pop-up invoeren.

Bluetooth-koppelverzoek

Geef pincode in om te koppelen met


ScanWatch 2 EP (model: 3000-1420-1)

Pincode

Gewoonlijk 0000 of 1234

Annul.

Koppelen



Kies voor **Volgende**

Verbonden met uw ScanWatch 2



Volgende

Scanwatch 2 koppelen

Selecteer **Ja** of **Nee** of de wijzers omhoog staan en vervolg op de app

Wijzen de wijzers van het horloge omhoog?

De uren- en minutenwijzers moeten op de 12 staan en de bewegingswijzer moet op 100% staan



Nee

Ja

Geeft het horloge de juiste tijd? Kies dan **Volgende**

Uw horloge toont nu de juiste tijd.



Nog eens proberen

Volgende

Wacht tot de configuratie klaar is

Uw ScanWatch 2 wordt geconfigureerd...



Kies **Volgende**

Uw ScanWatch 2 is er klaar voor!

We leiden u nu door een aantal functies van uw horloge.




Volgende

Scanwatch 2 koppelen

Kies om welke pols je het horloge gaat dragen

Om welke pols gaat u uw apparaat dragen?

Geef aan om welke pols u uw horloge draagt.



Linkerpols

Rechterpols

Doe het horloge om zoals aangegeven en kies **Begrepen**

Zo moet ScanWatch 2 worden gedragen.

Uw horloge moet een vingerbreedte boven uw polsbeen aan uw pols worden vastgemaakt. Het dragen van een zachte polsband verbetert de automatische metingen.



Begrepen

Laten we ScanWatch 2 instellen

Kenmerken

Lees wat het product te bieden heeft en activeer alles.



Navigeren in ScanWatch 2

NOG NIET GEZIEN



ECG activeren en ontdekken

NOG NIET GEZIEN



Volg uw menstruatiecyclus

NOG NIET GEZIEN



Scans ademhalingsstoornissen en configureren

NOG NIET GEZIEN

Later voltooien

Let op! Activeer de ECG functie

Het is **belangrijk** dat je de Ecg functie accepteert en activeert anders kan het horloge geen Ecg maken.

Let op; hoe meer opties je aanzet, hoe sneller het horloge leeg zal zijn. Instellingen kun je altijd later in de Withings app nog aanpassen mocht je dit willen.


Mocht je extra opties kiezen, houdt er rekening mee dat je arts of verpleegkundig specialist dit niet zal beoordelen.

Nu kun je de installatie hervatten.

Het stappenplan legt dus alleen uit hoe u de ECG functie activeert. De rest is optioneel voor uzelf.

ECG activeren

Kies **Volgende**



Wat is een ecg?



Bij elke hartslag gaat er een elektrische impuls golf door uw hart, waardoor het samentrekt en een pompbeweging maakt.




Een elektrocardiogram (ecg) is de registratie van de elektrische signalen die door het hart worden geproduceerd.

Opmerking: Gebruik de Scan Monitor van Withings niet samen met een pacemaker, een Implantierbarer Kardioverter-Defibrillator of andere geïmplanteerde elektronische apparatuur.

Volgende

Kies **Volgende**



Withings Scan Monitor kan AFib detecteren.




Boezemfibrilleren, ook bekend als AFib, is een abnormale hartslag.



Withings Scan Monitor kan onregelmatigheden in het ritme van uw hart detecteren en u op de hoogte stellen.

Volgende

Kies **Volgende**



Withings Scan Monitor kan hartaanvallen en andere medische aandoeningen niet detecteren.

Voelt u zich niet lekker of u denkt een hartaanval te hebben? Neem dan contact op met uw arts of de hulpdiensten.

Volgende

Kies **Ik begrijp het en Accepteren en doorgaan**



Gebruiksaanwijzing

U moet controleren en bevestigen dat u het volgende hebt begrepen:
U kunt deze functie niet gebruiken als u andere bekende hartritmestoornissen heeft.
U moet de gebruiksaanwijzing doornemen voordat u verder kunt gaan.


Controleren

☒ Ik begrijp het.

Accepteren en doorgaan

ECG activeren

Kies **Volgende**



We gaan uw eerste ECG-meting uitvoeren!

- 1 Zit stil en praat niet.
- 2 Plaats uw arm op een tafel of armleuning en ontspan.


ⓘ Het kan moeilijker zijn om een overtuigend ECG-resultaat te krijgen als u een andere band draagt dan silicone, FKM of gelijkwaardig.

Volgende

Maak een ECG zoals aangegeven in de app



Kies **OK**



Dat was het! U vindt uw resultaten later in de app.

Als ScanWatch 2 atriumfibrilleren in uw ECG detecteert, krijgt u een duidelijke visualisatie en kunt u de opname opnieuw afspelen of naar uw arts sturen.

OK

Scanwatch 2 koppelen

Kies voor **Ok**

Laten we ScanWatch 2 instellen

Kenmerken

Lees wat het product te bieden heeft en activeer alles.



Navigeren in
ScanWatch 2

TIK OM OPNIEUW TE BEKIJKEN



ECG activeren en
ontdekken

TIK OM OPNIEUW TE BEKIJKEN



Volg uw
menstruatiecyclus

TIK OM OPNIEUW TE BEKIJKEN



Scans
ademhalingsstoornis
en configureren

TIK OM OPNIEUW TE BEKIJKEN


OK

De scanwatch 2 is nu klaar voor gebruik.
In de volgende stappen volgt de uitleg over het gebruik van het horloge.

Nog vragen? Neem gerust contact met ons op.

Nog wat extra informatie:

- De Scanwatch is oplaadbaar. De oplader vindt je in de verpakking.
- De Scanwatch 2 is spatwater dicht en er kan mee gedoucht worden. Zwemmen wordt afgeraden.
- Maak altijd een ECG met het horloge om de pols welke je aangegeven hebt bij de installatie.
- Het horloge kan je slaapregistratie bijhouden als je deze 's nachts omhoudt. Dit hoeft niet, die gegevens worden niet door je arts nagekeken.



Stappen tellen

Het horloge is een stappenteller. Deze meet automatisch hoeveel stappen je zet. Je hoeft het horloge alleen om je pols te doen.

Het horloge kan voelen dat je actief bent. Je hoeft verder niets te doen.

Wanneer draag ik het horloge?

Draag het horloge als je wakker bent.


Wil je een keer een ander horloge om? Het is niet erg als je een keer een ander horloge om doet. Je stappen worden dan alleen niet gemeten.



ECG Maken

Stap 1

Doe het horloge om de juiste pols



Stap 2

Open de Withings app als je een ECG gaat maken



Stap 3

Druk eenmaal de knop aan de zijkant in van je horloge



Stap 4

Draai aan het kroontje tot je Ecg ziet staan in het kleine schermje van je horloge



Stap 5

Druk 1 keer kort de knop in als je Ecg ziet staan op het horloge, dan staat er "put your hand on the watch"



Stap 6


Leg je vingers of hand zoals hiernaast aangegeven wordt



Juiste manier



Onjuiste manier



Stap 7

Op je telefoon zie je een aftel scherm houd het horloge vast tot die twee keer trilt



Stap 8

In de app zie je gelijk de uitslag, wat je in de app ziet kunnen wij ook in het LUMC zien



Let op !

“The BOX” is een extra dienst binnen je zorgtraject van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). De thuismeetapparatuur is bedoeld om jezelf te monitoren en niet anderen.

Deze apparatuur is geen vervanging voor medisch advies of de diagnose van een arts. Als patiënt blijf jezelf verantwoordelijk voor het vragen van extra hulp wanneer dat nodig lijkt.

Heb je spoedeisende klachten, bel dan 112.

Heb je gezondheidsklachten die niet tot het volgende contactmoment kunnen wachten en maak je, je zorgen, dan kun je tijdens kantooruren contact opnemen met de hartpoli via hartpoli@lumc.nl of 071-5263714.

Buiten kantooruren adviseren wij je contact op te nemen met je eigen huisarts of de huisartsenpost.

Heb je een vraag over de thuismeetapparatuur en het koppelen van de apparaten, neem dan contact op met het team van The Box. Let op dit is alleen voor technische vragen. De afdeling boxsupport kan niet helpen bij medische vragen. Email: boxsupport@lumc.nl. Vermeld altijd je naam en geboortedatum in de email.

Telefonisch bereikbaar: maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 tot en met 12:00 uur op 071-5297604.

Klaar me de installatie van de scanwatch 2!

Heb je nog vragen?

- Bel ons op: 071-5297604
Dit kan vanaf 9 uur tot 12 uur.
- Of stuur een e-mail naar:
boxsupport@lumc.nl
- Zet in de e-mail je naam en
geboortedatum

Vriendelijke groet,
Team Box Support

