

Welkom bij de
Installatie van de
Thermometer
Android






LUMC@Home



VOORDAT JE BEGINT WAT BELANGRIJKE ZAKEN

- Van het LUMC heb je de thermometer gekregen, of deze al eerder gebruikt.
- Met de thermometer kun je gemakkelijk je temperatuur bijhouden.
- In de volgende stappen zie je hoe je de thermometer kunt installeren.
- Als het goed is heb je al eerder in de Withings app ingelogd, dus kun je gelijk van start gaan met de installatie.
- Lees goed de volgende stappen door. Komt u er daarna niet uit met de installatie, neem dan contact op met Team Box Support

Thermometer koppelen



Thermometer koppelen

Houdt de knop van de thermometer indrukt tot je **SETUP** ziet verschijnen op de thermometer en kies dan **Volgende** in de app



Aan de slag!

Houd de knop ingedrukt tot er "SETUP" op het scherm verschijnt.



Volgende

Er kan een pop up verschijnen
Let op dit gebeurt niet bij alle apparaten Kies voor **Koppelen**

Verbonden met je thermometer

Als er geen pop-up verschijnt, controleer dan uw meldingencentrum



Bluetooth-koppelverzoek

Koppelen aan Thermo...

Annul.

Koppelen

Kies voor **Volgende**

Thermometer gedetecteerd

Thermo



Volgende

Kies voor **Ik heb geen Wi-Fi netwerk**

Wi-Fi-instelling

Instellen van een Wi-Fi-verbinding

Ik heb geen Wi-Fi-netwerk
Indien u geen Wi-Fi netwerk hebt, worden gegevens via Bluetooth verstuurd.

Thermometer koppelen

Kies voor **OK**

Thermo is klaar!

Leer nu hoe u het apparaat kunt gebruiken.



OK

Kies voor **Starten**



Leer hoe u een meting uitvoert met Thermo.

Verwijder eerst de dop.

Starten

Kies voor **Volgende**



Druk op de knop om Thermo in te schakelen.

Thermo begint meteen met een meting.

Volgende

Kies voor **Volgende**




Scan langs uw voorhoofd totdat Thermo vibreert.

Scannen langs het voorhoofd zorgt ervoor dat Thermo over de heetste plek gaat.

Volgende

Thermometer koppelen

Kies voor **Volgende**




Thermo meet via de temporale slagader.

Het voorhoofd wordt beschouwd als de beste plek om temperatuurveranderingen op te merken.

Volgende

Kies voor **Volgende**




Start in het midden van uw voorhoofd ...

... en beweeg richting de haargrens.

Volgende

Kies voor **Volgende**



Volg een rechte lijn.

Ga niet naar beneden langs de zijkant van het gezicht. Borstel eventueel aanwezig haar op uw voorhoofd opzij.

Volgende

Kies voor **Volgende**



Schuif met uw vinger om de meting toe te wijzen.

Schuif uw vinger over de rechterzijde van het Thermo-scherm om door gebruikers te bladeren. Druk op de knop om de meting toe te wijzen.

Volgende

Thermometer koppelen

Kies voor **Volgende**



Druk op de knop om de meting toe te wijzen.

Zo kan Thermo de resultaten personaliseren.

Volgende

Kies voor **Volgende**



Verkrijg uw resultaat.

Thermo geeft kleurgecodeerde resultaten weer waarbij rekening wordt gehouden met de leeftijd van de gebruiker.

- Geen koorts
- Milde koorts
- Hoge koorts

Volgende

De thermometer is gekoppeld
Kies voor **Begrepen**




De resultaten worden in de app weergegeven. Hier volgen een paar laatste tips:

- 1 Thermo hoeft niet in contact te komen met uw huid. U kunt hem gebruiken tot op een afstand van ruim een centimeter vanaf de huid.
- 2 Thermo en de persoon die gemeten wordt moeten zich gedurende 10 minuten voor het aflezen in een ruimte bevinden met een stabiele temperatuur.
- 3 Haar dat het voorhoofd bedekt (bijvoorbeeld een pony of haarlokken) kan voor een incorrect

Begrepen

Nog even kort:
De thermometer bevat
batterijen zoals
hieronder aangegeven



De thermometer is nu
klaar voor gebruik.
In de volgende stappen
krijg je uitleg over het
meten van je
temperatuur.

Temperatuur meten

Stap 1

Haal de groene dop van de thermometer



Stap 2

Druk kort de knop van de thermometer om de meting te starten



Stap 3

Scan langs je voorhoofd tot de thermometer trilt



Stap 4

Schuif met je vinger over de stippen naast de meting om de meting toe te wijzen




Stap 5

Druk op de knop van de thermometer om de meting toe te wijzen, dit kan uw eigen naam zijn of BOX



Stap 6

De meting is nu terug te zien in de Withings app



Let op !

“The BOX” is een extra dienst binnen je zorgtraject van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). De thuismeetapparatuur is bedoeld om jezelf te monitoren en niet anderen.

Deze apparatuur is geen vervanging voor medisch advies of de diagnose van een arts. Als patiënt blijf jezelf verantwoordelijk voor het vragen van extra hulp wanneer dat nodig lijkt.

Heb je spoedeisende klachten, bel dan 112.

Heb je gezondheidsklachten die niet tot het volgende contactmoment kunnen wachten en maak je, je zorgen, dan kun je tijdens kantooruren contact opnemen met de hartpoli via hartpoli@lumc.nl of 071-5263714.

Buiten kantooruren adviseren wij je contact op te nemen met je eigen huisarts of de huisartsenpost.

Heb je een vraag over de thuismeetapparatuur en het koppelen van de apparaten, neem dan contact op met het team van The Box. Let op dit is alleen voor technische vragen. De afdeling boxsupport kan niet helpen bij medische vragen. Email: boxsupport@lumc.nl. Vermeld altijd je naam en geboortedatum in de email.

Telefonisch bereikbaar: maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 tot en met 12:00 uur op 071-5297604.

Klaar me de installatie van de thermometer!

Heb je nog vragen?

- Bel ons op: 071-5297604
Dit kan vanaf 9 uur tot 12 uur.
- Of stuur een e-mail naar:
boxsupport@lumc.nl
- Zet in de e-mail je naam en
geboortedatum

Vriendelijke groet,
Team Box Support

