




Welkom bij de uitleg van

Handmatig invoeren in de Withings app


THE BOX

THUISMETING VOOR HARTPATIENTEN


Open de Withings app en selecteer het plus teken rechtsbovenin **+**



Selecteer het gene wat u wil registreren, zoals hieronder bijvoobeel het gewicht



Selecteer op het gewicht om die aan te passen en vervolgens op opslaan



Uw gewicht word netjes in de lijst van metingen ingevoerd

Einde uitleg handmatig invoeren

Dank u wel voor uw aandacht en mocht u nog vragen hebben dan horen wij het graag.

- Tel : 071-5297604 (9:00 – 12:00)
E-mail: boxsupport@lumc.nl

Vriendelijke groet,
Team Box Support

